

ri-champion® N



Weight:	630 g (with batteries)
Size:	98(B) x 163(L) x 106(H) mm
Storage temperature:	-5 to +50°C
Humidity:	15 to 85% relative humidity maximum
Operation temperature:	10 to 40°C
Display:	LCD-Display (Liquid Crystal Display)
Measuring method:	Oscillometric
Pressure sensor:	Capacitive
Measuring range:	SYS/DIA: 30 to 280 mmHg Pulse: 40 to 200 per minute
Cuff pressure display range:	0-299 mmHg
Memory:	Storing the last measurements automatically (99 values)
Measuring resolution:	1 mmHg
Accuracy:	Pressure within ± 3 mmHg Pulse $\pm 5\%$ of the reading
Power source:	4 batteries size AA, 1.5V (included) Mains adaptor 6V 600mA (optional)
Cuffs available:	a. size M for arm circumference 22-32 cm b. size L for arm circumference 32-48 cm c. size S for arm circumference 13-20 cm

ri-champion® N

Fully automatic digital blood pressure monitor for precise and fast measurement. The **clinically validated device according to BHS-standard A/A** offers beside an easy handling and irregular heartbeat recognition also 99 memories, pulse tone, date and time. It operates with AA-batteries (included) or an optional mains adapter.

- Measurement of blood pressure and pulse
- Meets the high BHS-standard A/A
- Recognition of arrhythmia
- Large display
- Optical and acoustical pulse signal
- 99 memories
- Date and time
- Cuff storage
- Optional mains adapter

ri-champion® N with 4 AA-batteries and cuff size M (adults standard) Art. No.: 1725-145

ri-champion® N with 4 AA-batteries and cuff size L (adults large) Art. No.: 1725-146

ri-champion® N with 4 AA-batteries and cuff size S (children) Art. No.: 1725-147

Mains adaptor 6V 600mA (EU) Art. No.: 12750

ri-champion® N

Vollautomatisches, digitales Oberarm-Blutdruckmessgerät für eine präzise und schnelle Selbstmessung. Das nach **BHS-Standard A/A klinisch validierte Gerät** bietet neben einfachster Handhabung zudem eine Erkennung von Herzrhythmusstörungen, 99 Speicherplätze, Pulssignal sowie eine Anzeige von Datum und Uhrzeit. Betrieb mit AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) oder optionalem Netzteil möglich.

- Messen von Blutdruck und Puls
- Erfüllt strengen BHS-Standard A/A
- Arrhythmieerkennung
- Große Messwertanzeige
- Optisches und akustisches Pulssignal
- 99 Speicherplätze
- Datum-/Zeitanzeige
- Manschettenaufbewahrung
- Optionales Netzteil

ri-champion® N mit 4 AA-Batterien und Manschette Größe M (Erwachsene)	Art. Nr.: 1725-145
ri-champion® N mit 4 AA-Batterien Manschette Größe L (starke Arme)	Art. Nr.: 1725-146
ri-champion® N mit 4 AA-Batterien Manschette Größe S (Kinder)	Art. Nr.: 1725-147
Netzteil 6V 600mA (EU)	Art. Nr.: 12750

ri-champion® N

Tensiomètre digital, entièrement automatique pour la prise de la tension précise et vite par soi-même. La version **validée pour les cliniques, correspondant aux standard BHS A/A**, offre une manutention facile, une détection battement de coeur irrégulier, 99 mémoires, signal de pouls, date et horaire. Fonctionnement aux piles AA (inclus) ou avec chargeur supplémentaire.

- Mesure de la pression artérielle et poulse
- Correspond au exigences standard BHS A/A
- Détection d'arythmia
- Grand écran
- Signal de poulse optique et accoustique
- 99 memoires
- Date et heure
- Rangement du brassard
- Adaptateur courant supplémentaire

ri-champion® N avec 4 AA piles et brassard taille M (adulte standard)	No.: 1725-145
ri-champion® N avec 4 AA piles et brassard taille L (adulte fort)	No.: 1725-146
ri-champion® N avec 4 AA piles et brassard taille S (enfants)	No.: 1725-147
Adaptateur courant 6V 600 mA (UE)	No.: 12750

ri-champion® N

Tensiómetro digital completamente automático para la medición de la tensión arterial de forma precisa y casi automática. El aparato **validado clínicamente de acuerdo a los estándares BHS A/A** ofrece además de un uso fácil y el reconocimiento de una frecuencia cardiaca irregular un total de 99 memorias, pulso, fecha y hora. Operado con baterías AA (incluidas) o un adaptador principal (opcional).

- Medición de la tensión arterial y del pulso
- Cubre los estándares BHS A/A
- Reconocimiento de arritmia
- Pantalla extragrande
- Señal de pulso óptica y acústica
- 99 memorias
- Fecha y hora
- Almacenaje para el brazalete
- Adaptador a la red (opcional)

ri-champion® N con 4 baterías AA y brazalete M (adultos estandard)	No.: 1725-145
ri-champion® N con 4 baterías AA y brazalete L (adultos brazos obesos)	No.: 1725-146
ri-champion® N con 4 baterías AA y brazalete S (niños)	No.: 1725-147
Adaptador a la red 6V 600mA (UE)	No.: 12750

ri-champion® N

Автоматический цифровой тонометр для точного и быстрого самостоятельного измерения артериального давления. **клинически проверенный прибор, соответствующий BHS-стандарту A/A**, помимо простого использования и распознавания аритмии, имеет функцию памяти на 99 измерений, индикацию пульса, даты и времени. Прибор работает от батареек типа AA (входят в комплект) либо от адаптера.

- Измерение артериального давления и пульса
- Соответствие высокому BHS-стандарту
- Распознавание аритмии
- Большой дисплей
- Оптический и звуковой сигнал пульса
- Память на 99 измерений
- Дата и время
- Место для хранения манжеты
- Сетевой адаптер как дополнительная опция

ri-champion® N с батарейками типа AA и манжетой M (стандартная взрослая)	№: 1725-145
ri-champion® N с батарейками типа AA и манжетой L (большая взрослая)	№ 1725-146
ri-champion® N с батарейками типа AA и манжетой S (детская)	№ 1725-147
Сетевой адаптер 6V 600mA (EC)	№ 12750

Интернет- магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>