

minimus[®] II



minimus[®] II **Exact precision that lasts for a lifetime. Made in Germany.**

Rugged, easily operated, in pioneering quality. The chromium-plated screwed tube connection at the top and the ergonomic spoon-shaped grip ensure that minimus[®] II can be operated without hindrance at any time. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Compact, single-tube, graduated-scale sphygmomanometer
- Highly polished chromium-plated, rugged metal housing with metal ring, corrosion-protected
- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Metal valve base
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Metal connector for simple and fast changes of cuffs
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg
- Maximum error tolerance +/- 3 mmHg
- Linear aluminum scale Ø 49 mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non-aging

- Cotton bandage cuff, adult
- Cotton hook cuff, adult
- Calibrated nylon velcro cuff, adult

Art. No.: 1310

Art. No.: 1311

Art. No.: 1312

minimus® II Ganz genau, ein Leben lang. Made in Germany.

Robust, leicht bedienbar, in wegweisender Qualität. Durch die oben angebrachte verchromte Schlauchverschraubung und den ergonomischen Löffelgriff ist minimus® II jederzeit ungehindert zu bedienen. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- **Kompaktes 1-Schlauch-Zeiger-Blutdruckmessgerät**
 - **Hochglanz verchromtes, stabiles Metallgehäuse mit Metallring, korrosionsgeschützt**
 - **Latexball mit verchromtem Luftablassventil**
 - **Ventilsockel aus Metall**
 - **Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei**
 - **Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System**
 - **Löffelgriff aus rostfreiem Stahl**
 - **Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei**
 - **Metallkonnektor für einfache und schnelle Manschettenwechsel**
 - **Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg**
 - **Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg**
 - **Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg**
 - **Inkl. Vinyl-Reißverschlussentasche**
 - **Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -ausführungen**
- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ■ Baumwoll-Wickelmansch. Erwachsene | Art. Nr.: 1310 |
| ■ Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene | Art. Nr.: 1311 |
| ■ Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene | Art. Nr.: 1312 |

minimus® II Précision exacte pour la durée de vie. Made in Germany.

Robuste, facile à manipuler, d'une qualité révolutionnaire. La position haute de son raccord chromé à vis pour tubulure ainsi que sa poignée ergonomique en forme de cuiller permettent d'utiliser minimus® II à tout moment, sans qu'aucun obstacle n'apparaisse. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- **Tensiomètre à cadran, compact, à un tube**
 - **Boîtier métallique robuste, chromé et poli, avec anneau métallique, protégé contre la corrosion**
 - **Poire latex avec valve de décompression chromée**
 - **Socle de valve en métal**
 - **Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis**
 - **Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure**
 - **Poignée-cuiller en acier inoxydable**
 - **Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable**
 - **Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide**
 - **Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg.**
 - **Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg**
 - **Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg**
 - **Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair**
 - **Large gamme de différents modèles et tailles de brassards**
- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| ■ Brassard enveloppant, en coton, adulte | No.: 1310 |
| ■ Brassard à crochets, en coton, adulte | No.: 1311 |
| ■ Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte | No.: 1312 |

minimus® II Precisión exacta para toda la vida. Made in Germany.

Robusto, fácil de manejar, con la máxima calidad. Gracias a la unión atornillada del tubo situada en la zona superior y al mango de cuchara ergonómico, el minimus® II puede utilizarse en todo momento sin obstáculos. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- **Tensiómetro de reloj compacto de 1 tubo**
 - **Resistente carcasa metálica de cromado brillante, con anillo metálico, protegida contra la corrosión**
 - **Pera de látex con válvula de purga cromada**
 - **Base de válvula metálica**
 - **Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste**
 - **Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición**
 - **Mango de cuchara de acero inoxidable**
 - **Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece**
 - **Conector metálico para intercambiar rápido y fácilmente los brazaletes**
 - **Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg**
 - **Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg**
 - **Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg**
 - **Incl. bolsa de vinilo con cremallera**
 - **Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazalete**
- | | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| ■ Brazaletes de algodón arrollable, adultos | No.: 1310 |
| ■ Brazaletes de algodón con gancho, adultos | No.: 1311 |
| ■ Brazaletes de nylon calibrado, con velcro, adultos | No.: 1312 |

minimus® II высокая точность, продлевающая срок службы. Made in Germany.

Прочный, простой в обслуживании, высочайшего качества тонометр. С металлическим зажимом, расположенным сверху, и эргономичной рукояткой. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- **Компактный anerоидный прибор для измерения кровяного давления с одним шлангом**
 - **Прочный металлический корпус и металлическое кольцо хромированы**
 - **Латексная груша с хромированным спускным клапаном**
 - **Металлическое основание клапана**
 - **Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки**
 - **Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему**
 - **Рукоятка из нержавеющей стали**
 - **Со специально отвержденной практичной неизнашивающейся медно-берилевой мембраной**
 - **Металлический коннектор для простой и быстрой смены манжеты**
 - **Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст**
 - **Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт.ст**
 - **Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт.ст**
 - **В виниловой сумке на молнии**
 - **Большой выбор манжет различных размеров и моделей**
- | | |
|----------------------------------------------------------|--------|
| ■ Тонометр с обматывающей манжетой для взрослых | №1310 |
| ■ Тонометр с манжетой на крючковой застежке для взрослых | № 1311 |
| ■ Тонометр с манжетой на липучке для взрослых | № 1312 |

Интернет-магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>