

minimus® III



minimus® III **Exact precision that lasts for a lifetime. Made in Germany.**

The embodiment of palm-style blood-pressure measuring technology! Designed for **precision and longevity**, minimus® III is provided with a twin tube, a chromium-plated metal housing and a metal valve base. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Latex bulb with chromium-plated air release valve
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Spoon-shaped grip of stainless steel
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm almost non aging
- Metal connector for simple and fast changes of cuffs
- Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg
- Maximum error tolerance +/- 3 mmHg
- Linear aluminum scale Ø 49 mm, easily legible up to 300 mmHg
- In vinyl zipper case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

- Cotton bandage cuff, adult
- Cotton hook cuff, adult
- Calibrated nylon velcro cuff, adult

Art. No.: 1340

Art. No.: 1341

Art. No.: 1342

minimus® III Ganz genau, ein Leben lang. Made in Germany.

Die Konsequenz in der Einhand-Blutdruckmesstechnik! Ausgelegt auf **Präzision und Langlebigkeit** verfügt minimus® III mit Doppelschlauch über ein verchromtes Metallgehäuse, genauso wie über verchromte Schlauchverschraubungen und einen Ventilsockel aus Metall. Auch in latex-freier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Latexball mit verchromtem Luftablassventil
 - Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
 - Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
 - Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
 - Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungs-frei
 - Metallkonnektor für einfache und schnelle Manschettenwechsel
 - Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
 - Maximale Fehlertoleranz von +/- 3 mm Hg
- Lineare Aluminium-Skala Ø 49 mm, bestens lesbar bis 300 mm Hg
 - Inkl. Vinyl-Reißverschlussstasche
 - Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -ausführungen
- | | |
|--|----------------|
| ■ Baumwoll-Wickelmansch. Erwachsene | Art. Nr.: 1310 |
| ■ Baumwoll-Hakenmansch. Erwachsene | Art. Nr.: 1311 |
| ■ Kalibr. Nylon-Klettenmanschette Erw. | Art. Nr.: 1312 |

minimus® III Précision exacte pour la durée de vie. Made in Germany.

La rigueur et la consistance mêmes dans la technique de prise tension artérielle par tensiomètre manopaire ! Conçu pour offrir **précision et longévité**, minimus® III à deux tubes est équipé d'un boîtier en métal chromé, de raccords chromés à vis pour la tubulure, ainsi que d'un socle métallique de valve. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Poire latex avec valve de décompression chromée
 - Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
 - Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure
 - Poignée-cuiller en acier inoxydable
 - Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
 - Connecteur en métal pour un changement de brassard facile et rapide
 - Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
 - Echelle linéaire graduée en aluminium, Ø 49 mm, lisibilité optimale jusqu'à 300 mm Hg
 - Appareil livré avec étui vinyle à fermeture éclair
 - Large gamme de différents modèles et tailles de brassards
- | | |
|--|-----------|
| ■ Brassard enveloppant, en coton, adulte | No.: 1310 |
| ■ Brassard à crochets, en coton, adulte | No.: 1311 |
| ■ Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte | No.: 1312 |

minimus® III Precisión exacta para toda la vida. Made in Germany.

¡La mejor tecnología para medición monomanual de la tensión arterial! El minimus® III con doble tubo está diseñado para lograr la máxima **precisión y duración de la vida útil**: dispone de una carcasa metálica cromada, uniones atornilladas del tubo cromadas y base de válvula metálica. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Pera de látex con válvula de purga cromada
 - Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
 - Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
 - Mango de cuchara de acero inoxidable
 - Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
 - Conector metálico para intercambiar rápido y fácilmente los brazaletes
 - Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
 - Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg
- Escala lineal de aluminio Ø 49 mm, perfectamente legible hasta 300 mm Hg
 - Incl. bolsa de vinilo con cremallera
 - Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazaletes
- | | |
|--|-----------|
| ■ Brazaletes de algodón arrollable, adultos | No.: 1310 |
| ■ Brazaletes de algodón con gancho, adultos | No.: 1311 |
| ■ Brazaletes de nylon calibrado, con velcro, adultos | No.: 1312 |

minimus® III высокая точность, продлевающая срок службы. Made in Germany.

Последовательное развитие модельного ряда minimus! В minimus® III особое внимание уделено точности и продолжительному сроку службы. С двойным шлангом и хромированным металлическим корпусом, хромированными винтами для шланга. Металлическое основание клапана. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Латексная груша с хромированным спускным клапаном
 - Неизнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки
 - Микрофильтр защищает спускной клапан и измерительную систему
 - Рукоятка из нержавеющей стали
 - Со специально отвержденной практически неизнашивающейся медно-берилевой мембраной
 - Металлический коннектор для простой и быстрой смены манжеты
 - Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст
- Максимально допустимая погрешность прибора +/- 3 мм рт.ст
 - Хорошо считываемая алюминиевая шкала диаметром до 300 мм рт. ст
 - В виниловой сумке на молнии
 - Большой выбор манжет различных размеров и моделей
- | | |
|---|--------|
| ■ Тонومتر с обматывающей манжетой для взрослых | №1310 |
| ■ Тонومتر с манжетой на крючковой застежке для взрослых | № 1311 |
| ■ Тонومتر с манжетой на липучке для взрослых | № 1312 |

Интернет- магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>