

# metpak



## metpak

Pressure infusion devices are an essential item in any hospital! All the more so when it comes to the high-quality products from **Riester**, which excel by their particularly high degree of **reliability and durability**. Pressure cuffs in combination with a manometer for producing pressure provide **for optimal pressure infusions**. For solutions or blood bags from 500 ml, 1000 ml, 3000 ml or 5000 ml.

- **Sturdy cotton cuff in blue, with suspension loop for infusion stands, washable up to 60°C**
- **Precise reading of the level in the bag thanks to a transparent net on the cuff**
- **Chrome-plated manometer with easy-to-read 49 mm diameter aluminium scale up to 300 mm Hg**
- **Specially hardened copper-beryllium membrane**
- **No zero point setting required**
- **Latex-free pad, resistant to pressure**
- **Latex-free inflation bulb**

metpak, 500 ml  
 metpak, 1000 ml  
 metpak, 3000 ml  
 metpak, 5000 ml

Art. No.: 5270  
 Art. No.: 5275  
 Art. No.: 5270-536  
 Art. No.: 5270-537

## metpak

Druckinfusionsgeräte dürfen in keiner Klinik fehlen! Um so besser, wenn es hochwertige **Riester**-Qualitätsleistungen sind, die sich durch besondere **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit** auszeichnen. Druckmanschetten in Kombination mit dem Manometer zur Druckerzeugung sorgen für eine **optimale Druckinfusion**. Für Lösungen oder Blutbeutel von 500 ml, 1000 ml, 3000 ml oder 5000 ml.

- **Stabile Baumwollmanschette in Blau, mit Aufhängeschleufe für Infusionsständer, waschbar bis 60°C**
  - **Präzises Ablesen der Beutel-Flüssigkeit durch transparentes Netz an der Manschette**
  - **Verchromter Manometer mit gut ablesbarer Ø 49 mm-Aluminiumskala bis 300 mm Hg**
  - **Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane**
  - **Keine Nullpunktfixierung**
  - **Drucksicheres Polster, latexfrei**
  - **Latexfreier Pumpball**
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| metpak, 500 ml  | Art. Nr.: 5270     |
| metpak, 1000 ml | Art. Nr.: 5275     |
| metpak, 3000 ml | Art. Nr.: 5270-536 |
| metpak, 5000 ml | Art. Nr.: 5270-537 |

## metpak

Les appareils de perfusion à pression ne doivent en aucun cas manquer dans une clinique, et c'est encore mieux si ce sont les appareils offrant une performance qualité **Riester** et se démarquant par une **fiabilité et une longévité** hors du commun. Combinées au manomètre de génération de pression, les manchettes de compression assurent une perfusion **optimale par pression**. Le dispositif est conçu pour les solutions ou les sachets de sang de 500 ml, 1000 ml, 3000 ml ou 5000 ml.

- **Manchette robuste en coton de couleur bleue, avec boucle de suspension pour les portebouteilles de perfusion, lavable jusqu'à 60°C**
  - **Lecture précise de l'état du liquide contenu dans le sachet, grâce au filet transparent de la manchette**
  - **Manomètre chromé avec graduation en aluminium et bien lisible, de 49 mm de diamètre et allant jusqu'à 300 mm Hg**
  - **Avec membrane en cuivre-béryllium trempé selon un procédé spécial**
  - **Pas de remise à zéro**
  - **Vessie résistante à la pression, sans latex**
  - **Poire de gonflage sans latex**
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| metpak, 500 ml  | Art. No.: 5270     |
| metpak, 1000 ml | Art. No.: 5275     |
| metpak, 3000 ml | Art. No.: 5270-536 |
| metpak, 5000 ml | Art. No.: 5270-537 |

## metpak

¡Los aparatos para infusión venosa a presión no deben faltar en ninguna clínica! Naturalmente, resulta ideal si se trata de productos **Riester** de alta calidad, caracterizados por una gran **fiabilidad y durabilidad**. Los brazaletes de presión en combinación con el manómetro para generación de presión permiten una **infusión a presión óptima**. Para soluciones o bolsas de sangre de 500 ml, 1000 ml, 3000 ml o 5000 ml.

- **Brazaletes de algodón resistente de color azul, con lazo para colgar del soporte de infusión, lavable hasta 60°C**
  - **Lectura precisa del nivel de líquido en la bolsa gracias a la redcilla transparente del brazaletes**
  - **Manómetro cromado con escala de aluminio de 49 mm de Ø fácilmente legible, hasta 300 mm Hg**
  - **Membrana endurecida especial de cobre-berilio**
  - **Sin fijación del punto cero**
  - **Bolsa sin látex resistente a la presión**
  - **Pera de bombeo sin látex**
- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| metpak, 500 ml  | Art. No.: 5270     |
| metpak, 1000 ml | Art. No.: 5275     |
| metpak, 3000 ml | Art. No.: 5270-536 |
| metpak, 5000 ml | Art. No.: 5270-537 |

## metpak

риборы для измерения инфузионного давления должны иметься в любой клинике! ем более, если это высококачественные приборы фирмы **Riester**, отличающиеся высокой надежностью и долгим сроком службы. высококачественная манжета прибора для измерения инфузионного давления с манометром обеспечивают оптимальное вливание крови в пластиковых мешочках от 500 мл, 1000 мл, 3000 мл, или 5000 мл.

- **ручная манжета из хлопка синего цвета, с петлей для подвешивания на инфузионной стойке, стирать при температуре не более 60°C**
  - **очное считывание жидкости в пакете благодаря прозрачной сетке на манжете**
  - **Хромированный манометр с хорошо считываемой алюминиевой шкалой**
  - **Со специально отвержденной медно-берилловой мембраной**
  - **Нулевая точка не фиксируется**
  - **Надежная, устойчивая к давлению прокладка**
  - **Груша без латекса**
- |                 |            |
|-----------------|------------|
| metpak, 500 мл  | № 5270     |
| metpak, 1000 мл | № 5275     |
| metpak, 3000 мл | № 5270-536 |
| metpak, 5000 мл | № 5270-537 |

Интернет- магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>