

ri-san®

Riester

The familiar way



Palm-style blood pressure measuring set including stethoscope. **Ideal for exact self-measurement**, even for patients with heart rhythm disturbances. The **ri-san®** is equally suitable for left- and right-handed individuals thanks to its ergonomic design. There is a choice of different models in 4 attractive colours, at a price which spares no comparison. Also available as a non-latex model (please quote LF for latex-free).

- Push-in tube connection at the top of the manometer, for unhindered blood pressure measurement
- Latex-free bulb to inflate the cuff
- Precision pressure-release valve can be finely regulated by finger pressure without wear and tear
- Micro-filter for longer durability
- Special hardened copper-beryllium membranes, virtually non-wearing
- Membrane can withstand overpressures of up to 600 mm Hg
- Linear scale diam. 64 mm from 0 - 300 mm Hg
- Maximum error tolerance: +/- 3 mm Hg
- In padded nylon zipper bag
- Comprehensive range of different cuff sizes with integrated chest pieces
- Cuff with practical pull-through strap
- Includes personal blood pressure recording booklet

1 tube, with stethoscope,
Strap-Velcro cuff

slate grey

blue

saffron

green

Nr. 1444-141 | Nr. 1443-141 | Nr. 1445-141 | Nr. 1446-141

Einhand-Blutdruckmess-Set inkl. Stethoskop. **Ideal für die exakte Selbstmessung** sogar bei Menschen mit Herzrhythmusstörungen. Durch ergonomisches Design ist ri-san® für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Ausführungen in 4 dezenten Farben stehen zur Wahl, zu einem Preis, der keinen Vergleich scheut. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (Bitte „LF“ für latexfrei angeben).

- Steckschlauchanschluss oben am Manometer, für ungehinderte Blutdruckmessung
- Latexfreier Ball zum Aufpumpen der Manschette
- Präzisions-Luftablassventil per Fingerdruck fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter für lange Lebensdauer
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei

- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Lineare Skala Ø 64 mm von 0 – 300 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg
- In gepolsterter Nylon-Reißverschlusstasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen mit integriertem Bruststück
- Manschetten mit praktischem Durchziehbügel
- Inkl. persönlichem Blutdruckpass

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | schiefergrau No. 1444-141 | blau No. 1443-141 | safran No. 1445-141 | grün No. 1446-141 |
| 1-Schlauch, mit Stethoskop, Bügel-Klettenmanschette | | | | |

Set de prise manopaire de la tension artérielle, stéthoscope compris. **Idéal pour la prise exacte de sa propre tension artérielle**, même chez les personnes souffrant d'arythmie cardiaque. Grâce à son design ergonomique, ri-san® convient aussi bien aux gauchers qu'aux droitiers. Disponible en quatre couleurs douces, à un prix qui n'a pas peur d'être comparé. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Raccord emboîtable pour tubulure, situé sur la face supérieure du manomètre, pour une mesure non entravée de la tension artérielle
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis par simple pression du doigt
- Microfiltre pour une longévité élevée
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempé spéciale, quasiment inaltérable

- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Graduation linéaire, Ø 64 mm, de 0 à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mm Hg
- Appareil livré dans un étui rembourré en nylon et à ferme ture éclair
- Large gamme de différentes tailles de brassard avec pavillon-récepteur intégré
- Brassard avec boucle pratique
- Carnet personnel de tension artérielle compris

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | gris ardoise No. 1444-141 | bleu No. 1443-141 | safran No. 1445-141 | vert No. 1446-141 |
| Tubulure simple, avec stéthoscope, brassard à boucle et à bandes velcro | | | | |

Conjunto para medición de la tensión arterial con una sola mano, incluido estetoscopio. **Ideal para el autocontrol exacto** incluso en personas con trastornos del ritmo cardiaco. Gracias a su diseño ergonómico, ri-san® es apto tanto para usuarios diestros como para zurdos. Disponible en 4 colores discretos, a un precio muy competitivo. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Conexión enchufable para el tubo en la parte superior del manómetro, lo que permite medir la tensión sin obstáculos
- Pera sin látex para inflar el brazalete
- Válvula de purga de aire de precisión, con ajuste fino mediante presión del dedo y sin desgaste
- Microfiltro para prolongar la vida útil
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece

- Membrana resistente a sobrepresiones hasta 600 mm Hg
- Escala lineal Ø 64 mm de 0 a 300 mm Hg
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg
- En bolsa acolchada de nylon con cremallera
- Amplia gama de diferentes tamaños de brazalete con cabeza de estetoscopio integrada
- Brazalete con práctico puente
- Incl. tarjeta personal de tensión arterial

| | | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | gris pizarra No. 1444-141 | azul No. 1443-141 | azafrán No. 1445-141 | verde No. 1446-141 |
| 1 tubo, con estetoscopio, brazalete de velcro con puente | | | | |

Комплект для измерения давления крови, включая стетоскоп. Идеален для самостоятельного измерения давления крови даже у людей с нарушениями сердечного ритма. Благодаря эргономичному дизайну ri-san® одинаково хорошо подходит и для правой и для левой. Модели четырех цветов по привлекательной цене. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для варианта без латекса).

- Гнездо для присоединения шланга сверху на манометре, что облегчает процесс измерения давления крови.
- Груша без латекса для накачивания манжеты.
- Незнашивающийся кнопочный прецизионный спускной клапан точной настройки.
- Микрофильтр обеспечивает продолжительный срок службы.
- Со специально отвержденной практически незнашивающейся медно-берилловой мембраной.

- Membrana выдерживает избыточное давление до 600 мм рт. ст.
- Линейная шкала диаметром 64 мм от 0 до 300 мм рт.ст.,
- Максимально допустимая погрешность прибора: +/- 3 мм рт. ст.
- В нейлоновой сумке с молнией.
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей со встроенной деталью для удобного крепления.
- Манжеты с практичной скобой.
- Включая личный паспорт данных давления крови.

| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | темносерый No. 1444-141 | синий No. 1443-141 | шафрановый No. 1445-141 | зеленый No. 1446-141 |
| Одинарный шланг, со стетоскопом, захватывающая манжета со скобой. | | | | |

Интернет- магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>