

# precisa<sup>®</sup> N shock-proof

Shock-resistant aneroid sphygmomanometer



**shock-proof**



## precisa<sup>®</sup> N shock-proof

Shock-resistant aneroid sphygmomanometer.

- Shock-resistant according to DIN EN 81060-1:2012-08.
  - Shock-resistant from a height of 1 m (39.37 in).
  - Precision air release valve with fine adjustment, wear-free.
  - Microfilter protects air release valve and measuring system.
  - Diaphragm pressure-loading capacity up to 600 mmHg.
  - Specially tempered copper-beryllium diaphragm with precision movement and almost non-aging.
  - Made in Germany.
  - 3 year warranty on calibration.
- Latex-free.
  - Metal valve base.
  - Ergonomically shaped spoon-type handle made of stainless steel.
  - Linear tilted aluminium scale  $\varnothing$  63 mm (24.80 in) from 0 - 300 mmHg, easy to read.
  - Vinyl zipper case.

Art. No.: 1364-107    precisa<sup>®</sup> N shock-proof, velcro cuff adult size  
 Art. No.: 1364-122    precisa<sup>®</sup> N shock-proof, velcro cuff large adult size  
 Art. No.: 1364-129    precisa<sup>®</sup> N shock-proof, velcro cuff child size

## precisa® N shock-proof

Sturz-geschütztes Aneroid Blutdruckmessgerät.

- Sturz-geschützt nach DIN EN 81060-1:2012-08.
- Sturz-geschützt bis zu einer Höhe von 1 m.
- Präzisions-Luftablaßventil, feinregulierbar und verschleißfrei.
- Mikrofilter schützt Luftablaßventil und Messsystem.
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mmHg.
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membran, Präzisionswerk, nahezu alterungsfrei.
- Made in Germany.
- 3 Jahre Garantie auf die Kalibration.

- Latexfrei.
- Ventilsockel aus Metall.
- Ergonomisch geformter Löffelgriff aus rostfreiem Stahl.
- Lineare, geneigte Aluminium-Skala Ø 63 mm [24.80 in] von 0 – 300 mmHg, leicht ablesbar.
- Vinyeltasche mit Reißverschluss.

Art.Nr.: 1364-107    precisa® N shock-proof, Klettenmanschette Erwachsene  
Art.Nr.: 1364-122    precisa® N shock-proof, Klettenmanschette Erwachsene starke Arme  
Art.Nr.: 1364-129    precisa® N shock-proof, Klettenmanschette Kinder

---

## precisa® N shock-proof

Tensiomètre anéroïde à l'épreuve des chocs.

- A l'épreuve de chocs en conformité avec DIN EN 81060-1:2012-08.
- A l'épreuve de chocs jusqu'à une hauteur de 1 m.
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis.
- Le microfiltre protège la valve de décompression et le système de mesure.
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mmHg.
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable.
- Made in Germany.
- 3 ans de garantie sur le calibrage.

- Sans Latex.
- Socle de valve en métal.
- Poignée-cuillère en acier inoxydable.
- Echelle linéaire graduée en aluminium Ø 63 mm de 0 – 300 mmHg, lisibilité optimale.
- En étui vinyle à fermeture éclair.

Réf.: 1364-107    precisa® N shock-proof, brassard à velcro adulte  
Réf.: 1364-122    precisa® N shock-proof, brassard à velcro adulte bras obèse  
Réf.: 1364-129    precisa® N shock-proof, brassard à velcro enfants

---

## precisa® N shock-proof

Tensiómetro aneroido resistente a los golpes.

- Resistente a los golpes según la norma DIN EN 81060-1:2012-08.
- Resistente a los golpes desde una altura de 1 m.
- Válvula de purga de aire de precisión, con regulación fina y sin desgaste.
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición.
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mmHg.
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, el mecanismo de precisión prácticamente no envejece.
- Made in Germany.
- 3 años de garantía sobre la calibración.

- Sin látex
- Base de válvula metálica.
- Mango de cuchara de forma ergonómica en acero inoxidable.
- Escala lineal de aluminio Ø 63 mm de 0 – 300 mmHg, fácilmente legible.
- En bolsa de vinilo con cremallera.

No.: 1364-107    precisa® N shock-proof, brazaletes velcro, adultos  
No.: 1364-122    precisa® N shock-proof, brazaletes velcro, adultos brazos obesos  
No.: 1364-129    precisa® N shock-proof, brazaletes velcro, para niños