

Биноклярные лупы

 **Riester**
The familiar way

→ Биноклярные лупы Riester



Увеличенное изображение облегчает вашу работу. Вы не можете работать, если не имеете надлежащего обзора. Преимущества биноклярных луп очевидны: более удобная рабочая поза, уменьшение нагрузки для глаз и благодаря освещению K-LED - существенное улучшение обзора.

Биноклярные лупы

Нацелены на комфорт и эффективность

Комфорт для пациента

Процедура будет заметно более приятной и комфортной для пациентов.

Несколько ступеней увеличения

Лупы Riester настраиваются так, чтобы увеличение соответствовало вашим потребностям. Благодаря нескольким ступеням увеличения вы увидите больше, диагностика пройдёт быстрее и обеспечит более точные результаты.

Система SuperVu Galilean

Увеличение 2,0x, 2,5x и 3,0x

Большим достоинством этой системы является простота в обращении. Благодаря исключительной глубине резкости обеспечена резкость обзора даже при движении. Облегчённая алюминиевая рама с индивидуальной подстройкой под зрачки обеспечивает устойчивость луп и оптимальную фокусировку. Этим также предупреждаются боли в голове и глазах. Идеально подходит для исследования глаз и зубов, а также для применения в пластической хирургии и ветеринарии. Общий вес с оправой 99 г

Номера для заказа:
см. на обороте



Рис. с рамкой на очки

Система SuperVu Hi-Res Galilean

Увеличение 3,0x

Данная система Riester представляет собой лупу высокого разрешения, превосходящую существующие аналоги. Лупа состоит из 5 элементов и обеспечивает 3-кратное приближение с увеличенным на 15% полем зрения, очень однородным даже на краевых участках. Идеально для ассистентов хирурга и офтальмологов.

Номера для заказа:
см. на обороте



Рис. с налобной лентой

Система XL Advantage

Увеличение 3,5x, 4,5x и 5,5x

Более высокое увеличение для сложных оперативных вмешательств. Высочайшее качество призм гарантирует точную цветопередачу и однородный обзор до самого края. На прецизионные линзы XL нанесено неотражающее защитное покрытие, за счёт чего достигается великолепное изображение. Идеально для высокоточных вмешательств в любых областях применения.

Номера для заказа:
см. на обороте



Рис. с рамкой на очки

Принадлежности к SuperVu

Номера для заказа:

12760	Защитные колпачки	Система SuperVu Galilean
12761	Защитные колпачки	Система SuperVu Hi-Res Galilean
12762	+1D проставки ближн	Система SuperVu Galilean
12763	+1D проставки ближн	Система SuperVu Hi-Res Galilean

Варианты крепления:

Лупы можно использовать с лёгкой рамкой Riester на очки или с налобной лентой.

Номера для заказа:

12770	рамка на очки чёрная без лупы
12771	налобная лента без лупы



Рис. с рамкой на очки и лупой

K-LED

белый свет в течение многих часов

Налобная лампа K-LED выдаёт однородный свет яркостью до 18 000 люкс. Светодиод мощностью 3 Вт крепится соосно к раме и работает от комплекта литиевых аккумуляторов, обеспечивающих около 4 часов непрерывной работы.

Номера для заказа:

12765	Система K-L.E.D с зарядным устройством
-------	--



Номера для заказа:

Биноккулярные лупы предлагаются в следующих комбинациях (Оправа и оголовье заказываются отдельно):

Модель/рабочее расстояние	Рабочее расстояние 34 см	Рабочее расстояние 42 см	Рабочее расстояние 46 см	Рабочее расстояние 50 см
SuperVu Galilean 2.0X	3960-620	N/A	3962-620	N/A
SuperVu Galilean 2.5X	3960-625	3961-625	3962-625	3963-625
SuperVu Galilean 3.0X	3960-630	3961-630	3962-630	3963-630
SuperVu Galilean Hi-Res 3.0X	3970-630	3971-630	3972-630	3973-630
XL Advantage 3.5X	3980-635	3981-635	3982-635	N/A
XL Advantage 4.5X	3980-645	3981-645	3982-645	N/A
XL Advantage 5.5X	3980-655	3981-655	3982-655	N/A

Поле зрения (указано в см +/-10%):

Биноккулярные лупы SuperVu Galilean предлагают исключительные оптические характеристики применительно к полю зрения:

Модель/рабочее расстояние	Рабочее расстояние 34 см	Рабочее расстояние 42 см	Рабочее расстояние 46 см	Рабочее расстояние 50 см
SuperVu Galilean 2.0X	11.4	N/A	15.2	N/A
SuperVu Galilean 2.5X	8.1	10.0	10.9	11.8
SuperVu Galilean 3.0X	5.9	7.1	7.7	8.3
SuperVu Galilean Hi-Res 3.0X	6.8	8.2	8.8	9.5

Применения:

Правильное увеличение для вашего применения

Хирургия		
ЛОР	2.5x – 3.0x	SuperVu Galilean 2.5X
Урология		
Гинекология		
Ортопедия		
Пластическая хирургия		
Ассистенты хирурга	2.5x – 3.5x	SuperVu Hi-Res 3.0X
Офтальмология	3.0x	
Стоматология		
Общее	2.5x	SuperVu Galilean 2.5X

Рабочее расстояние:

Определите идеальное рабочее расстояние вашей лупы в зависимости от вашего роста.

Рост	Положен ие сидя	Положен ие стоя
150 - 170см	34см	34см
170 - 178см	34см	42см
178 - 183см	42см	46см
183+ см	46см	50см

Интернет- магазин Rudolf Riester
+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>

следующие сведения на www.riester.de

Возможны изменения

**Инструменты для ЛОР,
офтальмологии и дерматологии**