


 **Riester**

The familiar way




**Инструменты для
современной ветеринарии**



**Инструменты для
ветеринарной медицины**

Инструменты для ветеринарной медицины

Компания Riester предлагает большой ассортимент приборов, которые могут быть использованы в ветеринарных клиниках и частной ветеринарной практике. При этом приоритетными являются функциональность и качество. Вся остальная продукция предлагаемая компанией Riester, которая пригодна для ветеринарии, представлена в других брошюрах по стетоскопам, налобным лампам и зеркалам, ларингоскопам, uni/escopot, rep-score и ri-score. Мы с удовольствием вышлем Вам эти брошюры по запросу.



Отоскопы



ri-score® операционный отоскоп (ветеринарный)

- С XL 3,5 В ксеноновой лампой или HL 2,5 В галогенной лампой.
- Поворачивающаяся линза с увеличением в 2,5 раза.
- Подвижный держатель для воронок с прорезью, с возможностью фиксации в любой позиции.
- Открытое исполнение обеспечивает беспрепятственную работу во время осмотра или операции.
- Штыковой замок для быстрого и надежного прикрепления к рукоятке.
- Цельнометаллический операционный отоскоп - прослужит долго.
- Быстрая замена лампы в передней части отоскопа.


№ 10541

HL 2,5 В

№ 10542

XL 3,5 В

Принадлежности



Многоразовые воронки

для ri-score® отоскопа с волоконной оптикой (для ветеринарии)

- Высококачественная модель из хромированного металла, устойчивого к старению.
- Возможны дезинфекция и стерилизация традиционными методами.
- Матовые внутренние стенки позволяют проводить обследование, не осложненное отраженным блеском.
- Модели с прорезью: оптимальная конструкция инструмента благодаря отверстию со специальными краями.

Металлическая воронка

Ø 4 мм, длиной 83 мм
№ 10881 1 штука

Ø 5 мм, длиной 62 мм
№ 10880 1 штука

Ø 6 мм, длиной 82 мм
№ 10882 1 штука

Металлическая воронка с прорезью
Ø 7,5 мм, длиной 68 мм
№ 10883 1 штука

Ø 9,4 мм, длиной 92 мм
№ 10884 1 штука



Многоразовые воронки

для ri-score® отоскопа с волоконной оптикой (медицинского)

- Прочные и долговечные пластиковые воронки с металлическим основанием для многоразового использования.
- Возможна стерилизация в паровом стерилизаторе при 134 °С в течение 10 минут.
- Имеются различные размеры на выбор: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм и 9 мм.
- Воронку размером 9 мм можно использовать в качестве носовой.
- На каждой воронке указан ее размер.
- Поставляется в полиэтиленовом пакете.

Ушная воронка

Ø 2 мм
№ 10460 1 штука

Ø 3 мм
№ 10461 1 штука

Ø 4 мм
№ 10462 1 штука

Ø 5 мм
№ 10463 1 штука

Носовая воронка

Ø 9 мм
№ 10464 1 штука

Держатель шпателей



ri-scope® держатель шпателя с волоконной оптикой

№ 10534

XL 2,5 В

№ 10535

XL 3,5 В

- С XL 2,5 В/3,5 В ксеноновой лампой
- Высококачественный световод с волоконной оптикой для оптимальной фокусировки и проводки света. В комбинации с лампой прохладный и похожий на дневной свет при осмотре, очень приятный для пациента.
- Устройство для зажима и отсоединения деревянного шпателя - для надежной фиксации.
- Штыковой замок для быстрого и надежного прикрепления к рукоятке.
- Прочный, очень легкий корпус из АБС-пластика - прослужит долго.
- Простая замена лампы в нижней стороне головки инструмента.

Носовое зеркало



ri-scope® носовое зеркало с волоконной оптикой

№ 10536

XL 2,5 В

№ 10537

XL 3,5 В

- С XL 2,5 В/3,5 В ксеноновой лампой
- Высококачественный световод с волоконной оптикой для оптимальной фокусировки и проводки света. В комбинации с лампой прохладный и похожий на дневной свет при осмотре, очень приятный для пациента.
- Поворачивающаяся и съемная линза с увеличением в 2,5 раза.
- Медленное и контролируемое разведение губок зеркала путем поворота винта, быстрое разведение - путем нажатия вниз на винт.
- Штыковой замок для быстрого и надежного прикрепления к рукоятке.
- Ударопрочный корпус из пластика, усиленного стекловолокном.
- Простая замена лампы в нижней стороне головки инструмента.

ri-scope® L офтальмоскоп



ri-scope® L офтальмоскоп L1

№ 10568

HL 2,5 В

№ 10569

XL 3,5 В

- С XL 3,5 В ксеноновой лампой или HL 2,5 В галогенной лампой.
- С удобным колесиком установки бленд с полусегментом, маленькой/средней/большой блендой, фиксированной звездочкой, светящейся щелью и фильтром без красного спектра для увеличения контраста
- Оптимизированная оптика с асферической конденсорной линзой
- Параллельный ход лучей
- Защита от пыли

Сплелить или Фильтры L1



Корректирующие линзы L1/

D+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	40	
D-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	35

Корректирующие линзы с диоптрией от +40 до -35 гарантирует четкое изображение даже при особо сильных аномалиях рефракции.

Рукоятки

Рукоятки с батареями тип С с rheotronic®



для щелочной батарейки, литий-ионного и NiMH аккумулятора
№ 10670

для литиевых батареек
№ 10630

Рукоятки с батареями тип С с rheotronic® Рукоятки со штепселем с rheotronic®



для щелочной батарейки, литий-ионного и NiMH аккумулятора
№ 10642

для литиевых батареек
№ 10643



230 В
№ 10638

120 В
№ 10639

Наборы

Практичные наборы инструментов для ветеринарии. Все наборы поставляются без батареек, ri-accu® и ri-charger®. Данные принадлежности указаны под артикулом набора и заказываются отдельно. Из-за большого числа вариантов комбинирования приборов лишь часть ассортимента предлагается в виде наборов. Справки по индивидуальным вариантам комбинирования приборов - по запросу.

- 2,5 В/3,5 В приборы оснащаются XL ксенонowymi или светодиодными лампами.
- Все наборы поставляются в твердых футлярах с предохранительными замками.
- Благодаря штыковому замку головки приборов можно заменять в один прием.



vet I отоскоп , для более крупных животных
ri-scope® операционный отоскоп (ветеринарный)

- по 1 металлической воронке
 - Ø 4 мм, длиной 83 мм,
 - Ø 5 мм, длиной 62 мм,
 - Ø 6 мм, длиной 82 мм.
- + по одной металлической воронке с прорезью:
 - Ø 7,5 мм, длиной 68 мм,
 - Ø 9,4 мм, длиной 92 мм .
- одна запасная лампочка



vet отоскоп I / офтальмоскоп, для более крупных животных
ri-scope® операционный отоскоп (ветеринарный), ri-scope® L офтальмоскоп L1

- по 1 металлической воронке
 - Ø 4 мм, длиной 83 мм,
 - Ø 5 мм, длиной 62 мм,
 - Ø 6 мм, длиной 82 мм.
- + по одной металлической воронке с прорезью:
 - Ø 7,5 мм, длиной 68 мм,
 - Ø 9,4 мм, длиной 92 мм .
- две запасные лампочки



vet de luxe I, для более крупных животных
ri-scope® операционный отоскоп (ветеринарный), ri-scope® L офтальмоскоп L1, ri-scope® держатель шпателя, ri-scope® носовое зеркало с волоконной оптикой

- по 1 металлической воронке
 - Ø 4 мм, длиной 83 мм,
 - Ø 5 мм, длиной 62 мм,
 - Ø 6 мм, длиной 82 мм.
- + по одной металлической воронке с прорезью:
 - Ø 7,5 мм, длиной 68 мм,
 - Ø 9,4 мм, длиной 92 мм .
- три запасные лампочки

Рукоятки с батареями тип C с rheotronic®



для щелочной батарейки и NiMH 2,5 В аккумулятора № 3850
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В № 3851
для литиевых батареек 3,5 В № 3852

для щелочной батарейки и NiMH 2,5 В аккумулятора № 3858
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В № 3859
для литиевых батареек 3,5 В № 3860

для щелочной батарейки и NiMH 2,5 В аккумулятора № 3866
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В № 3867
для литиевых батареек 3,5 В № 3868

Рукоятки с батареями тип AA с rheotronic®



для щелочной батарейки и NiMH 2,5 В аккумулятора № 3853
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В № 3854
для литиевых батареек 3,5 В № 3855

для щелочной батарейки и NiMH 2,5 В аккумулятора № 3861
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В № 3862
для литиевых батареек 3,5 В № 3863

для щелочной батарейки и NiMH 2,5 В аккумулятора № 3869
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В № 3870
для литиевых батареек 3,5 В № 3871

Рукоятки со штепселем с rheotronic®



для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В 230 В № 3856
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В 120 В № 3857

для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В 230 В № 3864
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В 120 В № 3865

для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В 230 В № 3872
для литий-ионного ri-accu® L 3,5 В 120 В № 3873

Батареек, ri-accu®, ri-charger®

Батареек:	щелочной батарейки тип C (2 шт.) литиевых батареек тип C/AA (2 шт.)	№ 10686 дия 2,5 В № 11287 дия 3,5 В	щелочной батарейки тип AA (2 шт.)	№ 10685 дия 2,5 В
ri-accu®:	ri-accu® NiMH тип C ri-accu® L литий-ионного тип C ri-accu® L литий-ионного дия Рукоятки со штепселем	№. 10681 дия 2,5 В №. 10691 дия 3,5 В №. 10692 дия 3,5 В	ri-accu® NiMH тип AA ri-accu® L литий-ионного тип AA	№. 10685 дия 2,5 В №. 10690 дия 3,5 В
ri-charger®:	ri-charger® для NiMH ri-accu®	№. 10700 дия 230 В №. 10701 дия 120 В	ri-charger® L дия литий-ионного ri-accu® L	№. 10705 дия 230 В №. 10706 дия 120 В

Лампы

Операционный отоскоп:	HL 2,5 В Упаковка на 6 шт.	№. 10602	XL 3,5 В Упаковка на 6 шт.	№. 10609
Держатель шпателей Носовое зеркало :	XL 2,5 В Упаковка на 6 шт.	№. 10600	XL 3,5 В Упаковка на 6 шт.	№. 10607
Офтальмоскоп:	HL 2,5 В Упаковка на 6 шт.	№. 10605	XL 3,5 В Упаковка на 6 шт.	№. 10608

Интернет- магазин
Rudolf Riester
+7 (495) 509-41-88
<http://www.ri-med.ru>

Rudolf Riester GmbH
Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
Германия
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0
Fax: +49 (0)74 77/92 70-70
info@riester.de
www.riester.de