

ri-thermo[®] N

professional



Measuring range:	0°C to 100.0°C (32.0°F to 212.0°F)
Measuring time:	Approx. 1-2 seconds
Measuring accuracy:	± 0.2°C, 32.0-42.2°C (± 0.4°F, 89.6-108.0°F)
Display:	Liquid crystal display with 0.1°C (0.1°F) display units.
Alarm:	a. The device is switched on (ON) and ready to measure: 1 short beep. b. The measuring process has finished: 1 long beep. c. System error or fault: 3 short beeps
Memory:	a. The last measured value appears when the device is switched on. b. 12 measurements can be retrieved in memory mode.
Operating temperature:	5°C - 40°C (41.0°F - 104°F)
Storage/ transport temperature:	-25°C - +55°C (-13°F - 131°F)
Automatic switch-off:	About 1 minute after the last measurement. To prevent misuse, the device switches itself off automatically when the START button is pressed and held down for more than 15 sec.
Battery:	CR2032 BATTERY (X1) – at least 1000 measurements.
Size:	157 mm (L) x 41 mm (W) x 49 mm (H)
Weight:	150g (with battery), 147g (without battery)
Standards:	Meets ASTM E-1965 requirements



ri-thermo[®] N professional infrared thermometer. Designed for easy and efficient reading of temperature in hospitals and clinics.

- Infrared tympanic thermometer for the measurement of body temperature.
 - Smart dispenser box with 100 probe covers for table or pocket use.
 - Accurate temperature measurement for adults and children within seconds.
 - LCD display with backlighting for easy reading even in the dark.
 - Displays up to 12 stored temperatures.
 - Temperature values are displayed in a range from 0 to 100°C or 32°F to 212°F.
 - Acoustic signal when measurement is completed or fever is detected.
 - Clinically validated measuring technology.
 - Automatic switch-off.
 - Supplied with CR 2032 battery for at least 1000 measurements.
- **ri-thermo[®] N professional thermometer and dispenser box including 100 probe covers:** Art. No.: 1806
 - **Dispenser box including 100 probe covers:** Art. No.: 12707
 - **Pack of 100 disposable probe covers:** Art. No.: 12704
 - **Pack of 1000 disposable probe covers:** Art. No.: 12705

ri-thermo® N professional infrarot Thermometer. Entwickelt für einfache und effiziente Temperaturmessung in Krankenhaus und Klinik.

- Infrarot-Ohrthermometer zur Messung der Körpertemperatur.
- Praktischer Sondenhüllen-Spender für Tisch oder Tasche mit 100 Sondenhüllen.
- Exakte Temperaturmessung für Erwachsene und Kinder innerhalb von wenigen Sekunden.
- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für einfaches Ablesen selbst bei Dunkelheit.
- Speicher für 12 Messwerte.
- Temperaturwerte werden in einem Bereich von 0 bis 100°C oder 32°F bis 212°F angezeigt.
- Akustisches Signal wenn die Messung abgeschlossen ist oder wenn Fieber festgestellt wird.
- Klinisch validierte Messtechnik.
- Automatische Abschaltung.
- Lieferung mit CR 2032 Batterie für mindestens 1000 Messungen.

- **ri-thermo® N professional Thermometer und Spender inkl. 100 Sondenhüllen:** Art.-Nr.: 1806
- Spender inkl. 100 Sondenhüllen : Art.-Nr.: 12707
- Packung mit 100 Einmalsondenhüllen: Art.-Nr.: 12704
- Packung mit 1000 Einmalsondenhüllen: Art.-Nr.: 12705

ri-thermo® N professionnel thermomètre infrarouge. Développé pour une lecture aisée et efficace de la température dans les hôpitaux et cliniques.

- thermomètre infrarouge tympanique pour la mesure de la température corporelle distributeur de sondes avec 100 sondes pour une utilisation sur la table ou dans la poche.
- mesure exacte de la température adultes et enfants en quelques secondes.
- Ecran LCD avec illumination au fond pour une lecture aisée même dans l'obscurité.
- Indique jusqu'à 12 températures mémorisées.
- les température mesurées sont indiquées en 0-100°C ou 32°F -212°F.
- Signal acoustique à la fin de la mesure et en cas de fièvre constatée.
- Technologie cliniquement validée.
- Interrupteur marche-arrêt automatique.
- Livré avec pile CR2032 pour minimum 1000 mesures.

- **ri-thermo® N thermomètre professionnel et distributeur incl. 100 sondes:** Réf.: 1806
- Distributeur incl. 100 sondes: Réf.: 12707
- Boîte de 100 embouts de sonde: Réf.: 12704
- Boîte de 1000 embouts de sonde: Réf.: 12705

ri-thermo® N termómetro de infrarrojos. Diseñado para la lectura fácil y eficiente de la temperatura en hospitales y clínicas.

- Termómetro timpánico de infrarrojos para la medición de la temperatura corporal.
- Dispensador inteligente con 100 casquillos de sonda de mesa o de bolsillo.
- Medición precisa de temperatura en adultos y niños en segundos.
- Pantalla LCD con iluminación para fácil lectura aún en la oscuridad.
- Indica hasta 12 valores de temperatura almacenados.
- Muestra los valores de medición en un rango entre 0 y 100°C ó 32°F a 212°F.
- Señal acústica cuando la medición es completada o bien si detecta fiebre.
- Tecnología de medición clínicamente validada.
- Apagado Automático.
- Se suministra con baterías CR 2032 para hasta 1000 mediciones.

- **ri-thermo® N termómetro profesional y dispensador inteligente con 100 casquillos:** No.: 1806
- Dispensador inteligente con 100 casquillos: No.: 12707
- Envase con 100 casquillos de sonda desechables: No.: 12704
- Envase con 1000 casquillos de sonda desechables: No.: 12705

ri-thermo® N professional termometro infrarossi. Creato per una facile ed efficiente lettura della temperatura in cliniche ed ospedali.

- Termometro timpanico ad infrarossi per la misurazione della temperatura corporea.
- Astuccio con porta-coprisonda da tavolo oppure tascabile con 100 coprisonda.
- Misurazione precisa nell'arco di pochi secondi della temperatura per adulti e bambini.
- Display LCD con retroilluminazione per una facile lettura, anche al buio.
- Indica fino a 12 memorie di temperature.
- Arco di misurazione da 0 a 100°C oppure 32°F a 212°F.
- Segnale acustico a completazione misurazione oppure se viene costatata febbre.
- Tecnologia di misurazione validata clinicamente.
- Spegnimento automatico.
- Completo di batteria CR 2032 per minimo 1000 misurazione.

- **ri-thermo® N termometro professionale e astuccio con porta-coprisonda con 100 coprisonda inclusi:** No.: 1806
- Astuccio con porta-coprisonda con 100 coprisonda inclusi: No.: 12707
- Confezione di 100 coprisonda monouso: No.: 12704
- Confezione di 1000 coprisonda monouso: No.: 12705