



big ben®

БЕЗУПРЕЧНАЯ ТОЧНОСТЬ
ДЛИНОЮ В ЦЕЛУЮ ЖИЗНЬ.



BHS
VALIDATION



big ben® МОДЕЛИ КРУГЛОЙ И КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Это превосходное качество инструментов Riester, с калибровкой на весь срок службы, для повседневной практики. Представлены следующие модели: настольная, напольная, настенная или анестезиональная. Большой выбор манжет различных размеров и моделей (манжеты стандартные с вкладышем, и/или дезинфицируемые однокомпонентные манжеты).



избыточное давление до 600 мм рт. ст. в течение всего срока службы прибора.

- Медно берилевая мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт. ст. в течение всего срока службы прибора.
- Высококонтрастная, прекрасно считываемая шкала прибора от 0 до 300 мм. рт. ст. На выбор представлены модели: круглая диаметром 147,2 мм и квадратная - размер стороны равен 145,5 мм.
- Большая корзина на задней части прибора для шлангов и манжет.
- Груша для накачивания манжеты изготовлена из латекса.
- Воздушный клапан с точной регулировкой.
- Микрофильтр защищает впускной клапан и измерительную систему прибора.
- Специально закаленная мембрана изготовлена из сплава меди и бериллия, устойчива к износу.
- На приборе установлен прецизионный механизм спускного клапана для стабилизации измерительной системы и обнуления.
- Нет необходимости в фиксированном обнулении.
- Максимально допустимая погрешность прибора ± 3 мм ртутного столба



Хромированное винтовое соединение для быстрой замены манжет

big ben® НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ

Артикульные номера

Бандажная манжета для взрослых	Круглый No.1451	Квадратный No. 1454
Манжета на крючковой застежке	Круглый No.1452	Квадратный No. 1455
Манжета на липучке стандартная	Круглый No.1453	Квадратный No. 1456
Манжета на липучке увеличенная	Круглый No.1453-123	Квадратный No. 1456-123
Манжета на липучке детская	Круглый No.1453-130	Квадратный No. 1456-130
Только манометр с подставкой, без аксессуаров	Круглый No.1453-100	Квадратный No. 1456-100



Спиральный шланг может растягиваться до 3 м.

Широкий выбор манжет различных размеров и моделей (манжеты стандартные с вкладышем или дезинфицируемые однокомпонентные манжеты). Тонмометр может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула необходимо указать LF для варианта без латекса)



Груша изготовлена из латекса с клапаном



big ben®
НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



big ben® НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

Артикульные номера

Бандажная манжета для взрослых	Круглый No.1457	Квадратный No. 1463
Манжета на крючковой застежке	Круглый No.1458	Квадратный No. 1464
Манжета на липучке стандартная	Круглый No.1459	Квадратный No. 1465
Манжета на липучке увеличенная	Круглый No.1459-123	Квадратный No. 1465-123
Манжета на липучке детская	Круглый No.1459-130	Квадратный No. 1465-130
Только манометр с подставкой, без аксессуаров	Круглый No.1459-100	Квадратный No. 1465-100



Универсальный зажим для рельсового крепления:

No. 10384



Корзина на задней части прибора для шлангов и манжет.

big ben® АНЕСТЕЗИОННАЯ МОДЕЛЬ

Артикульные номера

Бандажная манжета для взрослых	Круглый No.1486	Квадратный No. 1493
Манжета на крючковой застежке	Круглый No.1487	Квадратный No. 1494
Манжета на липучке стандартная	Круглый No.1488	Квадратный No. 1498
Манжета на липучке увеличенная	Круглый No.1488-123	Квадратный No. 1498-123
Манжета на липучке детская	Круглый No.1488-130	Квадратный No. 1498-130
Только манометр с подставкой, без аксессуаров	Круглый No.1488-100	Квадратный No. 1498-100



Универсальный зажим для рельсового крепления:

No. 10384

Настенная основа для переоборудования Big Ben в настенную модель, с 3 отверстиями, включает 3 винта

No. 54663

Широкий выбор манжет различных размеров и моделей (манжеты стандартные с вкладышем или дезинфицируемые однокомпонентные манжеты). Тонмометр может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула необходимо указать LF для варианта без латекса)



Быстрое присоединение ко всем обычным рельсовым направляющим с использованием универсального зажима

big ben®

НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ -АНЕСТЕЗИОННАЯ МОДЕЛЬ

big ben® НАПОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ



big ben® напольная модель на мобильной станине

- Высота мобильной станины варьируется от 75 см до 120 см.
- Диаметр опоры мобильной станины 53 см.
- Please change the text to the following: Мобильная станина изготовлена из стекловолокна, хромированная с металлическим покрытием.
- Тонмометр оснащен большой корзиной на задней части прибора для шлангов и манжет, а так же дополнительной корзиной на мобильной станине
мало: Д250 x Ш90 x В200 мм больш: Д230 x Ш230 x В250 мм



Артикульные номера

Бандажная манжета для взрослых	Круглый No.1466	Квадратный No. 1476
Манжета на крючковой застежке	Круглый No.1467	Квадратный No. 1477
Манжета на липучке стандартная	Круглый No.1468	Квадратный No. 1478
Манжета на липучке увеличенная	Круглый No.1468-123	Квадратный No. 1478-123
Манжета на липучке детская	Круглый No.1468-130	Квадратный No. 1478-130
Только манометр с подставкой, без аксессуаров	Круглый No.1468-500	Квадратный No. 1478-500
корзина	больш No.10393	мало No. 10392

Change the text to the following: Широкий выбор манжет различных размеров и моделей (манжеты стандартные с вкладышем или дезинфицируемые однокомпонентные манжеты). Тонмометр может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула необходимо указать LF для варианта без латекса)

Интернет- магазин Rudolf Riester
+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>