

sanaphon®

Riester

The familiar way



A classic **palm-style sphygmomanometer for precise self-measurement** including stethoscope. sanaphon® guarantees **exact measurement values** even for patients with heart rhythm disturbances. Also available as a non-latex model (please quote LF for latex-free).

- Sturdy and light aluminium casing, corrosion protected
- Push-in tube connection on right-side of manometer
- Latex bulb to inflate the cuff
- Precision-release valve can be finely adjusted without wear and tear
- Micro-filter protects pressure-release valve and measurement system
- Spoon-shaped handle made of stainless steel
- Special hardened copper-beryllium membranes, virtually non-wearing
- Membrane can withstand overpressures of up to 600 mm Hg
- Easy-to-read linear scale diam. 64 mm from 0 - 300 mm Hg
- Maximum error tolerance: +/- 3 mm Hg
- In padded nylon zipper bag
- Comprehensive range of different cuff sizes with pull-through strap and integrated chest piece
- Includes personal blood pressure recording booklet

1 tube,
Strap-Velcro cuff

No. 1442

Ein klassisches **Einhand-Blutdruckmessgerät zur präzisen Selbstmessung** inkl. Stethoskop. sanaphon® garantiert selbst bei Personen mit Herzrhythmusstörungen **exakte Messwerte**. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (Bitte „LF“ für latexfrei angeben).

- Stabiles und leichtes Aluminiumgehäuse, korrosionsgeschützt
- Steckschlauchanschluss rechts am Manometer
- Latexball zum Aufpumpen der Manschette
- Präzisions-Luftablassventil fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützt Luftablassventil und Mess-System
- Löffelgriff aus rostfreiem Stahl
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Gut ablesbare lineare Skala Ø 64 mm von 0 – 300 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg
- In gepolsterter Nylon-Reißverschluss tasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen mit Durchziehbügel und integriertem Bruststück
- Inkl. persönlichem Blutdruckpass

1-Schlauch,
Bügel-Klettenmanschette

Nr. 1442

Un **tensiomètre manopaire** classique **pour la prise précise de sa propre tension artérielle**, stéthoscope compris. sanaphon® garantit même **une prise de mesure exacte** chez les personnes souffrant d'arythmie cardiaque. Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex).

- Boîtier robuste et léger en aluminium, protégé contre la corrosion
- Raccord emboîtable pour tubulure, situé à droite du mano mètre
- Poire latex pour le gonflage du brassard
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Des microfiltre protègent la valve de décompression et le système de mesure
- Poignée-cuiller en acier inoxydable
- Membrane en alliage de cuivre au béryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur : +/- 3 mm Hg
- Appareil livré dans un étui rembourré en nylon et à fermeture éclair
- Large gamme de différentes tailles de brassard avec boucle et pavillon-récepteur intégré
- Carnet personnel de tension artérielle compris

Tubulure simple,
brassard à boucle et à bandes velcro

No. 1442

Un clásico **tensiómetro para usar con una sola mano, para un autocontrol** preciso. Incluye estetoscopio. sanaphon® garantiza unos **valores de medición exactos** incluso en personas con trastornos del ritmo cardiaco. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia „LF“).

- Carcasa de aluminio resistente y ligera, protegida contra la corrosión
- Conexión enchufable para el tubo en la parte derecha del manómetro
- Pera de látex para inflar el brazalete
- Válvula de purga de aire de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición
- Mango de cuchara de acero inoxidable
- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- Membrana resistente a sobrepresiones hasta 600 mm Hg
- Escala lineal fácilmente legible Ø 64 mm de 0 a 300 mm Hg
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg
- En bolsa acolchada de nylon con cremallera
- Amplia gama de diferentes tamaños de brazalete con puente y cabeza de estetoscopio integrada
- Incl. tarjeta personal de tensión arterial

1 tubo,
brazalete de velcro con puente

No. 1442

Классический прибор для измерения давления крови, для точного самостоятельного измерения sanaphon® гарантирует высокую точность измерения даже у лиц с нарушениями сердечного ритма. Может поставляться и в варианте без латекса (при заказе перед номером артикула указать LF для модели без латекса).

- Прочный и легкий корпус из алюминия, с защитой от коррозии
- Гнездо для присоединения шланга справа на манометре
- Латексная груша для накачивания манжеты
- Незнашивающийся прецизионный спускной клапан точной настройки
- Микрофильтры защищают спускной клапан и измерительную систему
- Эргономичная рукоятка из нержавеющей стали
- Со специально отвержденной практически незнашивающейся медно берилевой мембраной
- Мембрана выдерживает избыточное давление до 600 мм рт.ст.
- Хорошо считываемая линейная шкала диаметром 64 мм от 0 до 300 мм рт.ст.
- Максимально допустимая погрешность прибора : +/- 3 мм рт.ст.
- В нейлоновой сумке с молнией
- Большой выбор манжет различных размеров и моделей со скобой для протягивания и встроенной деталью для крепления
- Включая личный паспорт данных давления крови

Одношланговая,
Манжета на липучке со скобой

No. 1442

Интернет- магазин Rudolf Riester

+7 (495) 509-41-88 <http://www.ri-med.ru>